


Améliorer l'hygiène,
le positionnement, le confort et
la sécurité de vos patients sont
nos préoccupations quotidiennes

Toujours à l'écoute de nos clients, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau produit : **Le tapis antiglis**

Son grip exceptionnel évite le glissement des patients lors des proclives, déclives (Trendelenburg) et/ou roulis

- ✓ Tapis en caoutchouc EPDM sans latex
- ✓ Fixation par sangles aux rails de la table d'opération permettant de sécuriser le maintien indépendamment des Velcros du matelas, tout en réduisant l'usure de ce dernier
- ✓ Élasticité et souplesse optimisée pour nos matelas à mémoire de forme afin de conserver une excellente prophylaxie
- ✓ Nettoyage facile avec produits de décontamination habituels
- ✓ Economique et écologique au regard des tapis



Référence

TAPAG001

Composition

Un tapis 900x500x4mm avec découpe pelvienne
+ deux sangles à positionner en fonction du modèle de table

